

## 4 POP – Bronze



**Coloris: tube Bronze RAL1035 – poignée RAL 7006**

**Code article : 1030002S05**

**Code GTIN : 3615800043743**

**Famille :**

**Cannes métalliques**

**Description :**

**Canne de malade aluminium, poignée Maginot bi-matière noire, finition époxy**

**Usage revendiqué :**

Les cannes métal sont des aides à la marche manipulées avec un bras.  
Leur utilisation est intérieure ou extérieure

**Dispositif médical : oui**

**Classe du DM : I**

**Garantie produit : 2 ans contre tout vice de fabrication**

**Durée de vie : 2 ans**

**Code identification individuelle LPPR: 6259242**

(CANNE METALLIQUE REGLABLE AVEC APPUI ANTEBRACHIAL OU POIGNEE EN T, ACHAT, VILGO)



### Caractéristiques Techniques

#### Dimensions (mm)

- Hauteur mini\* : 800 mm
- Hauteur maxi\* : 975 mm
- Epaisseur poignée : 28 mm

\* position médiane sur poignée – tolérance ± 5mm

#### Description technique

- Mât : tube alu Ø 20 x 1 (roulé soudé - 5086)  
8 positions (tous les 25mm)
- Rallonge : tube alu Ø 17,2 x 1 (roulé soudé - 5086)
- Finition tubes : époxy Bronze métal brillant RAL1035
- Bague anti-jeu Ø 20 noire entre mât et rallonge
- Blocage du réglage en hauteur : cliquet simple Ø 6 mm
- Poignée Bi-matière noire en PP / TPE
- Embout Optiflex noir

Poids du produit :

**0, 280 kg**

Date de 1ère mise sur le marché : 14/01/22

Version mise sur le marché : 28/07/23


### Etiquetage produit



## 4 POP – Bronze



### Liste des pièces :



N°	Code article	Qtité	Désignation
1	A000056	1	Poignée BM Maginot taupe 7006
2	E103002	1	Mât canne malade brut lg 700
3	A001053	1	Cliquet simple de 6
4	A000003	1	Bague diam. 20 noire
5	E103003	1	Rallonge canne malade brut 455
6	A000035	1	Embout diam. 18 int
7	A102093	1	Embout Optiflex enfant noir

