



ATTELLE DE DOIGTS (SYNDACTYLIE)
SOUTIEN : MODÉRÉ

DIGI-STRAP®



CARACTÉRISTIQUES

L'attelle de doigts Digi-strap permet un maintien du doigt lésé en utilisant un doigt voisin comme tuteur.

Le Digi-strap est une petite orthèse de doigt composée d'anneaux élastiques de différents diamètres, pour pouvoir convenir à différentes tailles. L'attelle est lavable et réutilisable dans la durée. Modèle ambidextre.

Dispositif également utilisable au niveau des orteils en utilisant un seul anneau de l'attelle.

INDICATIONS MÉDICALES

> **TRAUMATOLOGIE** : Petites traumatologies des doigts et des métacarpiens (luxations, entorses), après la chirurgie des doigts, dans le cadre d'une reprise sportive

LPPR : NON REMBOURSÉ

 Vidéo de mise en place disponible

TAILLE	CODE ACL
T1 / Junior	3401 0 7808277 1
T2	3401 0 7808283 2
T3	3401 0 7808308 2
T4	3401 0 7808314 3



Groupe SOBER

391, rue de l'Avenir - Z.I. des Vernailles Ouest 69830 ST-GEORGES-DE-RENEINS - FRANCE
@ : commercial@sober.fr - Tél. +33(0)4 74 60 75 03

www.sober.fr

