


# DONJOY<sup>®</sup>

## CROMAX



### INDICATIONS :

- Traitement fonctionnel des fractures de la clavicule avec ou sans déplacement.
- Maintien confortable des épaules vers l'arrière.

### CARACTÉRISTIQUES :

- Sangles acromio-claviculaires avec système d'attache dorsale par bandes auto-agrippantes.
- Ces sangles permettent un maintien réglable de la traction.
- Les épaulières molletonnées assurent un excellent confort.
- Modèle bilatéral.
- Disponible en 5 tailles (de Pédiatrique à Grand Adultte).



TAILLE	LONG. CARRURE	CODE ARTICLE	CODE ACL
PÉDIATRIQUE	19 - 24 cm	H-CR120	3401078178337
PETIT ENFANT	25 - 30 cm	H-CR124	3401078178276
ENFANT	31 - 40 cm	H-CR121	3401074987018
ADULTE	41 - 49 cm	H-CR122	3401074987186
GRAND ADULTE	50 - 58 cm	H-CR123	3401078178566