


Tableau de mesures



ZBRA®

Les tailles indiquées correspondent aux mesures prises APRES opération.



② Tour de poitrine
Au niveau des mamelons

③ Tour sous poitrine
Tour du buste sous les seins

Tailles	80	85	90	95	100	105	110	115
Sous poitrine (cm) ③	68-72	73-77	78-82	83-87	88-92	93-97	98-102	103-107
Tour de poitrine (cm) ②								
Bonnet A	77-79	82-84	87-89	92-94	97-99	102-104	107-109	112-114
Bonnet B	79-81	84-86	89-91	94-96	99-101	104-106	109-111	114-116
Bonnet C	81-83	86-88	91-93	96-98	101-103	106-108	111-113	116-118
Bonnet D	83-85	88-90	93-95	98-100	103-105	108-110	113-115	118-120
Bonnet E	85-87	90-92	95-97	100-102	105-107	110-112	115-117	120-122

Des tailles supérieures peuvent être réalisé sur-mesure

Produits concernés :

- S/014, S/021, S/024
- S/036 disponible du 80 au 100 B C D
- EZ/001 disponible du 85 au 110 B C D E